



遨博(北京)智能科技股份有限公司

遨博机器人

此版本用户手册对应产品版本详见本手册版本信息章节,



一指禅理疗课程分为标准课程与自定义课程两大类。其中标准课程包括大腿肌肉放松、消化调理、肩部放松、腰部放松等课程共 10 种。用户可根据需求自行选择，以下为标准课程基本使用方式（以“肩背畅通”课程为例）。步骤如下。

点击“课程”按钮，选择“肩背畅通课程”，点击“确定”。



课程确定后，视觉界面左上方显示当前课程，点击“初始位姿”，此时下方提示“请开始拍照”，此时可点击左侧“保存”按钮。



此时下方状态栏显示“拍照成功，请进行轨迹编辑”，可点击右侧“确认”按钮。



此时下方显示“轨迹生成成功，请选择理疗控制”，视觉界面显示轨迹已生成。右侧下方操作区域共四个操作按钮，点击“开始按摩”。此时按摩机器人响应并开始理疗工作。



此时已开始按摩。视觉界面右上方可观察机器人实时状态，包括剩余时间、实时速度、实时力度。可根据实时状态修改右侧“操作设置”界面的速度、力度。

注意：右侧操作设置一栏，“揉幅”和“时间”需在“拍照”前确认，拍照完成后不可更改。

速度：5%~50%

力度：10%~120%

揉幅：6~12mm

时间：5~60min

