

傲博智能理疗机器人

AUBO Therapy Robot

四合一AI 理疗机器人

AUBO AI 理疗机器人 —— 智能协作, 精准理疗新高度

AUBO AI理疗机器人由六轴协作机械臂搭载高精度力控与3D视觉感知系统, 结合中西医理论实现媲美专业理疗师的精准操作。通过智能路径规划与AI自适应算法, 为每位用户提供“千人千面”个性化理疗方案, 深度满足不同健康需求

产品优势

Product Advantages

- 01 六轴协作机械臂——灵活仿生运动, 覆盖全身经络穴位
- 02 3D视觉+力控反馈——毫米级定位, 智能调节按摩力度
- 03 AI实时路径规划——动态优化理疗轨迹, 精准触达酸胀点
- 04 大数据个性定制——学习用户偏好, 越用越懂你

从运动康复到慢性调理, AUBO以临床级精准+智慧化交互, 重新定义现代理疗体验

四大专业模块

负压头——通过真空吸附技术疏通经络, 缓解肌肉僵硬, 促进血液循环

点阵波——高频振动深入筋膜层, 快速松解粘连, 消除酸痛疲劳

热疗头——热能渗透, 驱寒除湿, 舒缓关节不适

一指禅——仿人手精准穴位按压, 结合AI算法智能调节力度, 还原传统推拿手法

支持个性化方案定制, 操作简单, 适用于家庭及专业场景, 全面提升理疗效率, 让科技为健康赋能!



AUBO-CDJ04

应用领域

Application Fields

适用于中医馆、养生会所、康复中心、社区门店、美容院、体育馆等各类场景

疼痛管理

骨肌疾病缓解

亚健康管理

免疫力提升



遨博智能理疗机器人

AUBO Therapy Robot

热疗机器人

超V热动力智能理疗机器人采用八级射频技术+机械臂+人工智能大数据等技术,能直接穿透表皮使人体组织内部温度升至44-45°C,能很好地激活白血球活性,驱寒除湿,提升免疫,可以缓解因寒湿引起的一系列亚健康健康问题

理疗功能:

热疗,主要针对亚健康管理和免疫力提升;肌肉绷紧僵硬疼痛、女性宫寒、生理期不适等

应用领域

Application Fields

适用于中医馆、养生会所、康复中心、社区门店、美容院、体育馆等各类场景



AUBO-CDJ01

点阵波理疗机器人

点阵波理疗机器人以筋膜学为理论基础,利用声波产生的能量直达皮下8cm,把粘膜拨开以16次/秒的速度高速运作;一次点阵波相当于41次手工按摩轻松舒缓肌肉,解决疼痛问题按摩效率极大提升,非常适合现代快节奏的现代人

理疗功能:

冲击波治疗,主要针对疼痛管理和骨肌疾病缓解

应用领域

Application Fields

适用于中医院、康复理疗科、理疗馆、艾灸馆、美容院、高端休闲会所等各类场景



IMR-DL02



遨博智能理疗机器人

AUBO Therapy Robot

智能艾灸机器人

“传承古法, 智启未来”

产品优势

Product Advantages

- 01 六轴协作机械臂 - 360°灵活精准定位, 复刻中医师灸疗手法
- 02 明火真灸系统 - 保留传统艾绒燃烧疗效, 火力均匀稳定
- 03 智能刮灰装置 - 自动清理艾柱灰烬, 保持最佳灸疗温度
- 04 高效除烟系统 - 多层过滤净化, 诊疗环境清新舒适

将千年艾灸智慧与现代科技完美融合, 让传统疗法焕发新生!



AUBO-CDJ03

核心优势:

智能温控算法

实时监测皮肤温度
自动调节灸疗距离

穴位AI识别

3D视觉精准定位经络穴位
误差<1mm

个性化方案

支持悬灸/回旋灸/雀啄灸
等多种手法定制

安全防护系统

过热保护+紧急制动
双重安全保障

应用领域

Application Fields

适用于中医馆、养生会所、康复中心、美容院等各类场景



技术详细信息

产品型号	AUBO-CDJ04
产 品 颜 色	白/蓝
产 品 材 质	塑胶/钢/铝合金
操 作 方 式	触摸屏幕/语音控制
按 摩 模 式	负压、打圈、拨筋、热疗
按 摩 区 域	肩部、腰背部、腹部、腿部等
产 品 尺 寸	830x650x1450mm
产 品 重 量	约100KG
电 源 输 入	100~240VAC 50~60Hz
额 定 功 率	400W
保 险 丝 规 格	220V/10A
电 源 线 长 度	3.5m
包 装 尺 寸	1020x800x1630mm
包 装 重 量	约130KG
使 用 温 度	0~50℃
使 用 湿 度	相对湿度:20% RH ~ 80% RH (非冷凝)
质 保 期 限	12个月

免责声明:

1.本产品单页内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。

2.本产品单页为本公司著作物,版权归我司所有,转载或者引用本单页内容请注明来源,未经允许不得随意转载,否则将视为侵权并依法追究法律责任。

技术详细信息

产品型号	AUBO-CDJ04
产 品 颜 色	白/蓝
产 品 材 质	塑胶/钢/铝合金
操 作 方 式	触摸屏幕/语音控制
按 摩 模 式	负压、打圈、拨筋、热疗
按 摩 区 域	肩部、腰背部、腹部、腿部等
产 品 尺 寸	830x650x1450mm
产 品 重 量	约100KG
电 源 输 入	100~240VAC 50~60Hz
额 定 功 率	400W
保 险 丝 规 格	220V/10A
电 源 线 长 度	3.5m
包 装 尺 寸	1020x800x1630mm
包 装 重 量	约130KG
使 用 温 度	0~50℃
使 用 湿 度	相对湿度:20% RH ~ 80% RH (非冷凝)
质 保 期 限	12个月

产品型号	AUBO-CDJ01	IMR-DL02
产 品 颜 色	白/蓝	白/蓝
产 品 材 质	塑胶/钢/铝合金	塑胶/钢/铝合金
操 作 方 式	触摸屏操作终端/机械臂拖动示教/开机键/急停开关	触摸屏操作终端/机械臂拖动示教/开机键/急停开关
产 品 尺 寸	830x650x1450mm	830x650x1450mm
产 品 重 量	约100KG	约100KG
电 源 输 入	100~240VAC 50~60Hz	100~240VAC 50~60Hz
额 定 功 率	400W	400W
保 险 丝 规 格	220V/10A	220V/10A
电 源 线 长 度	3.5m	3.5m
包 装 尺 寸	1020x800x1630mm	1020x800x1630mm
包 装 重 量	约130KG	约130KG
使 用 温 度	0~50℃	0~50℃
使 用 湿 度	相对湿度:20% RH ~ 80% RH (非冷凝)	相对湿度:20% RH ~ 80% RH (非冷凝)
质 保 期 限	12个月	12个月

免责声明:

1. 本产品单页内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。
2. 本产品单页为本公司著作物, 版权归我司所有, 转载或者引用本单页内容请注明来源, 未经允许不得随意转载, 否则将视为侵权并依法追究法律责任。

技术详细信息

产品型号	AUBO-CDJ03
产 品 颜 色	主色调白色
产 品 材 质	塑胶/钢/铝合金
操 作 方 式	触摸屏操作终端/机械臂拖动示教/开机键/急停开关
产 品 尺 寸	1000x500x1360mm
产 品 重 量	约130KG
最大工作半径	1006mm
重复定位精度	±0.1mm
艾灸温度控范围	可在37°C-45°C范围内调节
点 火 方 式	自动非接触式无明火点火
移动控制终端尺寸	11.5寸
移动控制终端系统	Android系统
艾 柱 尺 寸	70x50mm
艾柱燃烧时长	50 (±5) min
电 源 输 入	AC220V/50Hz
额 定 功 率	700W
电 源 线 长 度	5
使 用 温 度	0~50°C
使 用 湿 度	相对湿度:20% RH ~ 80% RH (非冷凝)
质 保 期 限	12个月



AUBO-CDJ04



AUBO-CDJ01



IMR-DL02



AUBO-CDJ03

免责声明:

- 1.本产品单页内容可能会在不预先通知的情况下有所变更。
- 2.本产品单页为本公司著作物,版权归我司所有,转载或者引用本单页内容请注明来源,未经允许不得随意转载,否则将视为侵权并依法追究法律责任。